



Gastorr FG-42

溶媒脱気装置 Gastorr FG-42

フッ素系溶媒の送液に最適な脱気装置

特長

- フッ素系溶媒に対応
- 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- CPU制御による安定した真空制御
- 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止

製品名	溶媒脱気装置ガストール	
型式	FG-42	
流路数	2	
内部容量	10 mL	
使用流量範囲	≤ 5 mL/min	
設定真空値	150 hPa 固定	
接続ネジ規格	1/4-28 UNF	
接液部材質	PTFE, ETFE, PPS	
外部入出力信号	入力: - , 出力: エラー	
寸法	108 (H) × 70 (W) × 240 (D) mm, 突起部を除く	
質量	約 2.3 kg	
電源仕様	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz), MAX 80 VA	
商品コード	SGA-G3008	
価格 (税抜)	¥ 245,000	



Gastorr PG-41P

Gastorr PG-42P

分取用溶媒脱気装置 Gastorr PG series

50 mL/minの流量に対応する分取用の脱気装置

特長

- 最大50 mL/minまで送液可能
- 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- CPU制御による安定した真空制御
- 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止
- 1流路と2流路より選択可能
- チャンバー内の真空値をリアルタイムで表示(有機ELディスプレイ)

製品名	分取用溶媒脱気装置ガストール	
型式	PG-41P	PG-42P
流路数	1	2
内部容量	62.0 mL	
使用流量範囲	≤ 50 mL/min	
設定真空値	150 hPa 固定	
接続ネジ規格	1/4-28 UNF	
接液部材質	PTFE, ETFE, PEEK	
外部入出力信号	入力: - , 出力: エラー	
寸法	180 (H) × 90 (W) × 400 (D) mm, 突起部を除く	
質量	約 5.0 kg	約 6.0 kg
電源仕様	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz), MAX 80 VA	
商品コード	SGA-G3501	SGA-G3502
価格 (税抜)	¥ 350,000	¥ 468,000