


【組込型】スイッチングデリバリーポンプ DP-11 Switching Delivery Pump




■参考寸法図




製品仕様	
型式	DP-11A
送液モード	計量送液, 定流量送液, ワンショット送液
ポート数	6ポート
計量値設定範囲	0.001 ~ 9999.999 mL
設定流量範囲	0.1 ~ 25.0 mL/min
通信	RS232C, RS485 (フロムデバイスネットワーク)
電源仕様	DC 24 V, MAX 30 W

* 弊社標準品は、P10をご参照ください。

【組込型】溶媒脱気装置 Gastorr AG / BG Series



■参考寸法図



OEM UNIT

製品仕様	
型式	AG / BG-4xA
流路数	1 ~ 6 (写真は4流路)
接液部材質	Teflon™ AF *1, PFA, PPS
内部容量	340 μL または 510 μL より選択可
外部入出力信号	入力: - , 出力: エラー
真空値表示	AG: - , BG: 有機ELディスプレイ
電源仕様	DC 24 V, MAX 30 W

*1: Teflon™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
* 弊社標準製品は、P17をご参照ください。

■有機ELディスプレイ表示画面

