



8. その他部品類

○フィルター

溶液フィルター




品名：サクシオンフィルター
型式：8810
孔径：20 μm
接続：外径1/8", 3.0 mmチューブ用
材質：PTFE, PCTFE
数量：1個
価格：¥5,000




品名：サクシオンフィルター
型式：8811
孔径：20 μm
接続：外径1/16"チューブ用
材質：PTFE, PCTFE
数量：1個
価格：¥5,000


溶液フィルター(インライン)




品名：PEEKインラインフィルター
型式：8502
孔径：5 μm
接続：No.10-32 UNF
材質：PEEK
数量：1個
価格：¥12,700



品名：PEEKインラインフィルター
型式：8501
孔径：10 μm
接続：No.10-32 UNF
材質：PEEK
数量：1個
価格：¥11,900



品名：PEEKフリッツ
(インラインフィルター交換用)
型式：8512
孔径：5 μm
材質：PEEK
数量：5個
価格：¥17,600



品名：PEEKフリッツ
(インラインフィルター交換用)
型式：8511
孔径：10 μm
材質：PEEK
数量：5個
価格：¥16,500

○溶媒ボトル



品名：溶媒ボトル
型式：9841
容量：1000 mL
付属：9851 ボトルキャップ
数量：1本
価格：¥10,500



品名：溶媒ボトル
型式：9842
容量：500 mL
付属：9851 ボトルキャップ
数量：1本
価格：¥10,500



品名：ボトルキャップ
型式：9851
規格：GL45(Schott瓶用)
接続チューブ外径1/16", 1/8", 3.0 mm, 2.0 mm
数量：1個
価格：¥5,000

○チューブカッター



品名：PEEKチューブカッター
型式：9830
数量：1個
価格：¥7,700



品名：SUSチューブカッター
型式：9831
数量：1個
価格：¥7,700