



○その他の樹脂フィッティング, 1/16", 1/8", 3.0 mm, 2.0 mmチューブ用 低圧フィッティング(～1 MPa)


FLAT SEAL シリーズ (1/4-28 UNF, 外径1/16" および 2.0 mmチューブ用)




品名: φ2HEXフラットシール
フィッティング
型式: 9772
材質: PEEK
数量: 10個
価格: ¥5,500




品名: φ2・M6フラットシール
フェラル(貫通型)
型式: 9755
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥4,400



品名: φ2・M6フラットシール
フェラル(非貫通型)
型式: 9705
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥4,400




品名: 1/16HEXフラットシール
フィッティング
型式: 9773
材質: PEEK
数量: 10個
価格: ¥5,500




品名: 1/16・M6フラットシール
フェラル
型式: 9706
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥4,400


FLAT SEAL シリーズ (1/4-28 UNF, 外径3.0 mmおよび 1/8"チューブ用)



品名: 1/8HEXフラットシール
フィッティング
型式: 9771
材質: PEEK
数量: 10個
価格: ¥5,500




品名: 1/8フラットシールフェラル
型式: 9774
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥4,400




品名: φ3フラットシールフェラル
型式: 9775
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥4,400

FLAT SEAL プラグ (1/4-28 UNF)



品名: フラットシールプラグ
型式: 9720P
材質: PP
数量: 10個
価格: ¥5,500

SUSフィッティング (M8×1.25, 1/8"チューブ用)




品名: 1/8 フィッティング
型式: 9306
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥8,800




品名: 1/8 フィッティング用フェラル
型式: 9321
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥5,500


SUSフィッティング (M8×1.25, 外径3.0 mmおよび1/8"チューブ用)




品名: 1/8 ダブルロック
フィッティング
型式: 9303
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥8,800



品名: 1/8 ダブルロック
フィッティング
フェラル
型式: 9303P
材質: PEEK
数量: 10個
価格: ¥5,500



品名: 1/8 ダブルロック
フェラル
型式: 9402
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥6,600



品名: φ3ダブルロック
フェラル
型式: 9405
材質: ETFE
数量: 10個
価格: ¥6,600