



○樹脂ユニオン, ジョイント

ユニオン




品名: ユニオン
 型式: 9005
 材質: PEEK
 規格: No.10-32 UNF
 内径: 0.5 mm
 数量: 1個
 価格: ¥2,200




品名: ユニオン
 型式: 9101
 材質: PEEK
 規格: 1/4-28 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥3,300


レデュースングユニオン



品名: レデュースングユニオン
 型式: 9110
 材質: PEEK
 規格: 1/4-28 UNF, No.10-32 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥3,300




品名: レデュースングユニオン
 型式: 9330P
 材質: PEEK
 規格: M8×1.25, No.10-32 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥7,200




品名: レデュースングユニオン
 型式: 9112
 材質: PEEK
 規格: No.10-32 UNF, シリンジ
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥2,200


3方ジョイント



品名: 3方ジョイント
 型式: 9006
 材質: PEEK
 規格: No.10-32 UNF
 内径: 0.5 mm
 数量: 1個
 価格: ¥3,900




品名: 3方ジョイント
 型式: 9131
 材質: PEEK
 規格: 1/4-28 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥3,900




品名: 異型3方ジョイント
 型式: 9108
 材質: PEEK
 規格: No.10-32 UNF, 1/4-28 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥3,900

4方ジョイント



品名: 4方ジョイント
 型式: 9007
 材質: PEEK
 規格: No.10-32 UNF
 内径: 0.5 mm
 数量: 1個
 価格: ¥5,500



品名: 4方ジョイント
 型式: 9109
 材質: PEEK
 規格: 1/4-28 UNF
 内径: 1.0 mm
 数量: 1個
 価格: ¥5,500