

7. 配管部品

○SUSフィッティング, 1/16"チューブ用 超高压フィッティング (耐圧140 MPa)



Dual-Fitt

繰り返し使える超高压ジョイント


特長

- チューブの供回りを軽減
- 六角タイプと手締めタイプの2種類をラインアップ
- フェラルがチューブに固着せず、繰り返しご使用可能

締め付けトルクの目安

型式	耐圧	締付トルク	使用チューブ
9620	140MPa	1.4 N・m	SUSチューブ
	100 MPa	0.8 N・m	
	50 MPa	0.4 N・m	

※トルクは使用条件によって異なります。目安としてご参照ください。



品名: Dual-Fitt SET
型式: 9620
材質: SUS316, PEEK
数量: 各10個
価格: ¥13,200




品名: Dual-Fitting
型式: 9621
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥5,500



品名: 交換フェラル
型式: 9623-05 (5個), 9623-10 (10個)
材質: SUS316, PEEK
数量: 5個, 10個
価格: ¥6,600 (5個), ¥11,000 (10個)

高圧フィッティング (耐圧40 ~ 50 MPa)

Dual-Fittシリーズ (No.10-32 UNF, 外径1/16"チューブ用)



品名: Dual-Fitt Easy SET
型式: 9622
材質: SUS316, PEEK
数量: 各2個
価格: ¥5,500




品名: 交換フェラル
型式: 9623-05 (5個), 9623-10 (10個)
材質: SUS316, PEEK
数量: 5個, 10個
価格: ¥6,600 (5個), ¥11,000 (10個)

高圧フィッティング (耐圧40 MPa)


SUSフェラルタイプ (No.10-32 UNF, 外径1/16"チューブ用)



品名: 1/16フィッティングS
型式: 9501
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥5,500



品名: 1/16フィッティングL
型式: 9502
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥6,600



品名: 1/16フェラル
型式: 9601
材質: SUS316
数量: 10個
価格: ¥5,500