


○SUS, 樹脂フィッティング, 1/16"チューブ用
 中高圧フィッティング(耐圧 SUS:50 MPa, PEEK:40 MPa)

NEW 1/16シングルロックフィッティング


締め付け時にチューブがねじれずフェラルが落下しない
 扱いやすさを追求したジョイントです。




締め付けトルク目安

型式	耐圧	締付トルク	使用チューブ
9935S	50 MPa	1.4 N・m	SUSチューブ
9935P	30 MPa	0.3 N・m	
	40 MPa	0.5 N・m	
	30 MPa	0.3 N・m	PEEKチューブ

※トルクは使用条件によって異なります。目安としてご参照ください。



NEW
 品名: 1/16シングルロックフィッティングS
 型式: 9935S
 材質: SUS316, PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥12,500




NEW
 品名: 1/16シングルロックフィッティングP
 型式: 9935P
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥11,000


中圧フィッティング(20 ~ 40 MPa)

EASY FITT シリーズ (No.10-32 UNF, 外径1/16"チューブ用)


締め付けトルク目安: 0.3 N・m (耐圧40 MPa)
 ※PEEKチューブ 外径1/16"× 内径0.13 mm 使用時




品名: Easy Fitt φ10
 型式: 9001
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500



品名: Easy Fitt φ12
 型式: 9002
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500




品名: Easy Fitt Type 2
 型式: 9130
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500




品名: Stop Fitt
 型式: 9004
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500

HEX FITT シリーズ (No.10-32 UNF, 外径1/16"チューブ用)



品名: Hex Fitt
 型式: 9003
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500



品名: Hex Fitt Mini
 型式: 9135
 材質: PEEK
 数量: 10個
 価格: ¥5,500