



○SUSユニオン, ジョイント, チューブ


SUSユニオン



品名: ユニオン
型式: 9511
材質: SUS316
規格: No.10-32 UNF
内径: 0.5 mm
数量: 1個
価格: ¥4,000




品名: 1/8 x 1/16レデューシングユニオン
型式: 9309
材質: SUS316
規格: M8×1.25, No.10-32 UNF
内径: 1.0 mm
数量: 1個
価格: ¥5,500




品名: 1/8ユニオン
型式: 9330
材質: SUS316
規格: M8×1.25
内径: 2.0 mm
数量: 1個
価格: ¥7,700


SUS3方ジョイント (外径1/16"チューブ用)



品名: 3方ジョイント φ0.3
型式: 9513-03
材質: SUS316
規格: No.10-32 UNF
内径: 0.3 mm
数量: 1個
価格: ¥11,000




品名: 3方ジョイント φ0.5
型式: 9513-05
材質: SUS316
規格: No.10-32 UNF
内径: 0.5 mm
数量: 1個
価格: ¥6,600




品名: 3方ジョイント φ1.0
型式: 9513-10
材質: SUS316
規格: No.10-32UNF
内径: 1.0 mm
数量: 1個
価格: ¥6,600

SUS3方ジョイント (外径 3.0 mm および 1/8"チューブ用)




NEW
品名: 1/8 3方ジョイント
型式: 9314
材質: SUS316
規格: M8×1.25
内径: 2.0 mm
数量: 1個
価格: ¥16,500

SUS4方ジョイント (外径1/16"チューブ用)




品名: 4方ジョイント φ1.0
型式: 9520
材質: SUS316
規格: No.10-32 UNF
内径: 1.0 mm
数量: 1個
価格: ¥16,500


SUSチューブ (外径1/16" および 1/8")




品名: SUSチューブ
型式: 7021
材質: SUS316
外径: 1/16"
内径: 0.25 mm
数量: 10 m
価格: ¥11,000




品名: SUSチューブ
型式: 7022
材質: SUS316
外径: 1/16"
内径: 0.5 mm
数量: 10 m
価格: ¥11,000



品名: SUSチューブ
型式: 7023
材質: SUS316
外径: 1/16"
内径: 0.8 mm
数量: 10 m
価格: ¥11,000



品名: SUSチューブ
型式: 7024
材質: SUS316
外径: 1/16"
内径: 1.0 mm
数量: 10 m
価格: ¥11,000



品名: SUSチューブ
型式: 7025
材質: SUS316
外径: 1/8"
内径: 2.1 mm
数量: 2 m
価格: ¥11,000