

ポンプ用アクセサリ類

脈流ダンパー

シングルプランジャーポンプの脈流を補正
吐出圧力に合わせて3種類より選択可能



高圧ダンパー
9810


NEW
中圧ダンパー
9805

低圧ダンパー
9800

製品名	高圧ダンパー	中圧ダンパー	低圧ダンパー
型式	9810	9805	9800
最大耐圧	20 MPa	10 MPa	2 MPa
脈流制御範囲	8 ~ 12 MPa	0.5 ~ 5 MPa	0.1 ~ 0.7 MPa
内部容量	約 3.5 mL	約 0.8 mL	約 0.8 mL
接液部材質	PEEK, PTFE	PEEK, FEP	PEEK, FEP
ネジ規格	No.10-32 UNF	No.10-32 UNF	No.10-32 UNF
寸法	直径 50 mm × 長さ 36.5 mm	直径 45 mm × 長さ 150 mm	直径 45 mm × 長さ 33 mm
質量	約 0.3 kg	約 0.3 kg	約 0.3 kg
商品コード	PDM-F001	PDM-F003	PDM-F002
価格 (税抜)	¥ 64,000	¥ 93,000	¥ 64,000

バルブ取り付け用サイドパネル

切換バルブやダンパーなどを取付可能
送液ポンプ全シリーズに対応



サイドパネル4512
インジェクター用

サイドパネル4513
インジェクター / ダンパー用

サイドパネル4514
小型手動切換バルブ用

製品名	サイドパネル		
	4512	4513	4514
対応ポンプ	UIシリーズ, MPシリーズ, SPシリーズ, DP-11		
取付可能バルブ	VI-11, VI-12, MI-11, V05	VI-11, VI-12, MI-11, V05	V200, V201, V204, V239, V512
ダンパー取付	×	○	×
寸法	144 (H) × 60 (W) × 44 (D) mm, 突起部を除く		
商品コード	PB1001-10	PB1001-09	PB1001-11
価格 (税抜)	¥ 17,000	¥ 17,000	¥ 17,000

※ 価格はパネルのみです。