

5. 液量検出装置

液量検出装置 Sonic Reservoir Sensor SR-13

音波を使った非接触式液量センサー



Sonic Reservoir Sensor SR-13

特長

- 溶媒ボトルの枯渇と廃液タンクのオーバーフローを監視
- 液量レベルをディスプレイ表示
- アラーム音にて警告
- ワンタッチ接続
- RS232Cによる通信制御(オプション)

製品名	ソニックリザーバーセンサー
型式	SR-13
接液部材質	溶媒プローブ:非接触,廃液プローブ:PTFE
外部入出力信号	入力:ー 出力:エラー
通信	RS232C(オプション)
寸法	115(H)×85(W)×80(D)mm,突起部を除く
質量	約0.7kg
電源仕様	DC 24V, MAX 15W(ACアダプター付属)
商品コード	FA007-500
価格(税抜)	本体: ¥86,000(プローブ, ボトル, タンク別売)



各種プローブおよびオプション部品

SR-13用部品

型式	品名	価格(税抜)
FD007-502	溶媒プローブ	¥42,000
FD007-503	廃液プローブ	¥43,000
FD007-504	溶媒ボトル	¥5,500
FD007-505	廃液タンク	¥3,000
FD007-506	RS232C 通信ポート	¥5,500



溶媒プローブ



廃液プローブ



溶媒ボトル



廃液タンク