



Manual Valve V05

手動切換バルブ Manual Valve

流路の切換に便利な手動バルブ

特長

- 低トルク設計。スムーズな切換動作が可能
- 耐圧35MPa (5075 psi)

製品名	手動切換バルブ
型式	V05
仕様	分析用6方
切換タイプ	
耐圧	35 MPa (5075 psi)
接液部材質	SUS, PEEK
接続配管	1/16"
流路徑	0.6 mm (0.024")
商品コード	VH-V05
価格 (税抜)	¥ 65,000



Manual Valve V200 Manual Valve V239

小型手動切換バルブ Compact Manual Valve

流路の切換に便利な超小型手動バルブ

特長

- 別売りの取り付けパネル装着時にヘッド側から操作可能
- 目的/用途の異なる5機種をラインアップ

製品名	小型手動切換バルブ	
	V200	V201
仕様	分析用6方	分析用2連3方
切換タイプ		
耐圧	20 MPa (2900 psi)	20 MPa (2900 psi)
接液部材質	PEEK	PEEK
接続配管	1/16"	1/16"
流路徑	0.6 mm (0.024")	0.6 mm (0.024")
ネジ規格	No.10-32 UNF	No.10-32 UNF
商品コード	VH-V200	VH-V201
価格 (税抜)	¥ 28,000	¥ 28,000

製品名	小型手動切換バルブ		
	V204	V512	V239
仕様	分析用1-2方	分析用1-2方	分析用1-2方
切換タイプ			
耐圧	20MPa (2900 psi)	30MPa (4350 psi)	1 MPa (145 psi)
接液部材質	PEEK	SUS, PEEK	PEEK
接続配管	1/16"	1/16"	3.0 mm or 1/8"
流路徑	0.8 mm (0.03")	0.8 mm (0.03")	1.0 mm (0.04")
ネジ規格	No.10-32 UNF	No.10-32 UNF	1/4-28 UNF
商品コード	VH-V204	VH-V512	VH-V239
価格 (税抜)	¥ 22,000	¥ 57,000	¥ 39,000